



スロープの走行における注意点

降りる時は、介助者が後ろ向きになり、支えるように降りましょう。



スロープの選び方

※適用傾斜角度は車椅子の種類やご利用者、介助者の体力等により変化します。下記表は目安としてお使いください。
※段差に対し最低でも4倍以上の長さのスロープをお使いください。

段差の高さ スロープの長さ	5cm	10cm	15cm	20cm	25cm	30cm	35cm	40cm	45cm	50cm	60cm	70cm
歩行器												
車椅子・ 車椅子 付属品												
スロープ												
移動用 リフト・ つり具												
介護保険 購入 対象品												
販売品												
情報												

自分で進む

でも5°は
きつい～!

傾斜角度 5°未満


誰かが押してくれる

傾斜角度 10°未満

押してくれる人が
限界の角度




傾斜角度 10～15°未満



ダンスロープエアー

ダンロップホームプロダクツ



収納時(幅35.2cm)



設置 1



設置 2 広げる



使用例

商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
R-65A	65	約3.5	28-1057-1	00532-000028	400円	800円	1,200円	4,000円
R-100A	100	約4.5	28-1058-1	00532-000027	500円	1,000円	1,500円	5,000円
R-120A	120	約5	28-1059-1	00532-000026	650円	1,300円	1,950円	6,500円
R-150A	150	約6	28-1060-1	00532-000025	690円	1,380円	2,070円	6,900円
R-175A	175	約7	28-1061-1	00532-000024	700円	1,400円	2,100円	7,000円
R-200A	200	約8	28-1062-1	00532-000023	800円	1,600円	2,400円	8,000円
R-245A	245	約10	28-1135-1	00532-000030	1,000円	2,000円	3,000円	10,000円
R-285A	285	約11	28-1136-1	00532-000029	1,200円	2,400円	3,600円	12,000円

1. 業界最軽量クラス

スロープのリーディングカンパニーとして、培われた軽量化・安全・安心・設計技術を生かし、業界最軽量クラスのダンスロープエアーを開発。

2. 汎用性の向上


全サイズ70.4cm幅とし、今まで設置不可能であった間口に対応します。尚、ハンドル部分も干渉しません。また、サイズ展開も6サイズとなり様々な住宅環境に適応可能です。

3. 安全性の確保

高さ3cmのエッジで脱輪を軽減。保護用ゴムの採用で折り畳み時に懸念される指詰めによる怪我の危険性を軽減。上端部にスロープの正しい設置位置マークを表示し、安全なご利用を促しています。

4. 補修性の向上

貸与事業者様における補修作業を簡便化。



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報



床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

情報


ケアスロープ

ケアメディックス

折り畳み時
全幅 35



STEP 1



介助者の状況を確認し、選定してください。
段差の高さを確認し、スロープの長さだけでなく
角度も含めて選定してください。

老老介護の場合 推奨角度 8°
スロープの長さ
||
段差の高さ × 8倍以上

ケアスロープ選定理由例

《CS-175》
玄関に約20cmの段差があり、間
口が71cmの為、設置可能であり、
転倒を防止し介助負担を軽減する
ために選定。

《CS-240C》
玄関に約30cmの段差があり、間
口が71cmの為、設置可能で脱輪
防止エッジがあり車いすが安全に
移動できるスロープとして選定。


STEP 2

日本家屋に多い狭い間口・場所でも
設置可能な、幅狭設計です。



アルミ製脱輪防止エッジにより衝撃に強く
丈夫で安全に走行することができます。


下端部までエッジが無いので、
狭い場所で車いすが直角に
乗り入れしやすい設計です。



STEP 3



収納しやすい自立設計です。
様々な段差に応じて長さを選択できる
豊富なラインナップを取り揃えております。



STEP 4

設置の際は必ず上端が4cm以上か
かっていること、ガタツキがないこと、
走行面に異物がないことを確認した
うえでご使用ください。

走行面にソフトなすべり止めを採用し
ているので、室内使用時にスロープの
上を裸足で歩いても痛くありません。



商品名	A(cm)	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CS-65	65	約 3	28-0979-1	00093-000015	320 円	640 円	960 円	3,200 円
CS-100	100	約 5	28-0980-1	00093-000016	430 円	860 円	1,290 円	4,300 円
CS-120	120	約 6	28-0981-1	00093-000017	630 円	1,260 円	1,890 円	6,300 円
CS-150	150	約 8	28-0982-1	00093-000018	630 円	1,260 円	1,890 円	6,300 円
CS-175	175	約 9	28-0983-1	00093-000019	740 円	1,480 円	2,220 円	7,400 円
CS-200	200	約 10	28-0984-1	00093-000020	820 円	1,640 円	2,460 円	8,200 円
CS-240C	240	約 12	28-1015-1	00093-000021	970 円	1,940 円	2,910 円	9,700 円
CS-285C	285	約 15	28-1092-1	00093-000038	1,150 円	2,300 円	3,450 円	11,500 円

ケアスロープ

ケアメディックス

※全長、重さはジョイント台含む
※ケアスロープJ用ジョイント台 幅78×長さ42.5×高さ21~26cm
※スロープ2台とジョイント台をセットにしたときに介護保険適応となります

- スロープを2本つなぎ合わせることで高段差に対応。
- 3つのパーツに分割ができるので運搬、収納が容易です。
- 可搬型スロープでは無い約4mの長尺スロープになります。



商品名	スロープ全長	重さ(kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
CSJ-300	313	約28	28-1064-1	00093-000022	2,000 円	4,000 円	6,000 円	20,000 円
CSJ-325	338	約29	28-1065-1	00093-000023	2,000 円	4,000 円	6,000 円	20,000 円
CSJ-350W	363	約30	28-1100-1	00093-000044	2,000 円	4,000 円	6,000 円	20,000 円
CSJ-375	388	約31	28-1101-1	00093-000045	2,000 円	4,000 円	6,000 円	20,000 円
CSJ-390	403	約32	28-1067-1	00093-000025	2,000 円	4,000 円	6,000 円	20,000 円
CSJ-400	413	約32	28-1103-1	00093-000048	2,100 円	4,200 円	6,300 円	21,000 円
CSJ-415	428	約33	28-1102-1	00093-000046	2,200 円	4,400 円	6,600 円	22,000 円
CSJ-440	453	約34	28-1104-1	00093-000049	2,300 円	4,600 円	6,900 円	23,000 円
CSJ-480	493	約36	28-1105-1	00093-000051	2,400 円	4,800 円	7,200 円	24,000 円

エコ段差スロープN

マツタ

置くだけで「つまずき」の原因の
段差を解消!



76

商品名	高さ (cm)	奥行き (cm)	重さ (kg)	商品番号	商品コード	ご利用者負担額(1割)	ご利用者負担額(2割)	ご利用者負担額(3割)	月額レンタル料金
10N	1	4	0.2	28-1030-1	01265-000120	60円	120円	180円	600円
14N	1.4	6	0.3	28-1016-1	01265-000095	60円	120円	180円	600円
20N	2	8	0.6	28-1017-1	01265-000096	60円	120円	180円	600円
25N	2.5	10	1	28-1018-1	01265-000097	60円	120円	180円	600円
30N	3	12	1.3	28-1019-1	01265-000098	60円	120円	180円	600円
35N	3.5	14	1.9	28-1026-1	01265-000116	70円	140円	210円	700円
40N	4	16	2.3	28-1027-1	01265-000117	70円	140円	210円	700円
45N	4.5	18	2.9	28-1028-1	01265-000118	70円	140円	210円	700円
50N	5	20	3.6	28-1029-1	01265-000119	90円	180円	270円	900円
55N	5.5	22	4.7	28-1031-1	01265-000121	100円	200円	300円	1,000円
60N	6	24	5.7	28-1032-1	01265-000122	100円	200円	300円	1,000円

安心のご提案

滑りにくく、足にソフトな素材





端部は安心のラウンド加工



車イスや歩行者が
側面からアプローチしても
ラウンド加工されているので
安心です。


安心のずれ防止仕様

置くだけでずれにくい
特殊仕様



勾配は全タイプ14°

断面図 ※敷居にピッタリと付けてください。



車イスでの段差越えや歩行での
つまずき防止に安心です。

対応段差 全11タイプで室内の段差に幅広く対応します!

床ずれ
防止用具

体位
変換器

認知症
老人徘徊
感知機器

手すり

歩行
補助杖

歩行器

車椅子・
車椅子
付属品

スロープ

移動用
リフト・
つり具

介護保険
購入
対象品

販売品

情報